

# Telecom 400



## Réconfort intelligent au coeur du foyer

Les appareils Tunstall® Telecom constituent des centres intelligents au coeur du foyer qui aident les personnes de tout âge à garder leur autonomie. Un style contemporain et une technologie révolutionnaire sont combinés pour vous fournir des niveaux inégalés de souplesse et de performance.

### Les appareils Telecom domestiques constituent:

- Des plate-formes à configuration souple pour l'utilisation d'une gamme croissante de senseurs intelligents de télé-soins Tunstall®
- Un filet de sécurité procurant réconfort et tranquillité d'esprit
- Des systèmes de réconfort personnel qui donnent un accès direct à des secours 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
- Un moyen facile de communiquer avec les soignants, les membres de sa famille, les amis ou une centrale spécialisée en monitoring.
- Un produit haut de gamme de conception et de fabrication britannique.



[www.tunstallamerica.com](http://www.tunstallamerica.com)

Notre politique de mise au point progressive signifie que les spécifications et l'apparence de nos produits peuvent changer sans préavis. Tunstall Telecom Limited est une filiale de Tunstall Healthcare Group Ltd.

© Tunstall est une marque déposée de Tunstall America Inc

Tunstall America, 7450, rue Bath, Mississauga, Ontario L4T 1L2

Téléphone: 905-677-1144 Sans frais : 1-800-892-2205

Télécopieur: 905-677-1121

Courriel : [info@tunstallamerica.com](mailto:info@tunstallamerica.com)  
Internet : [www.tunstallamerica.com](http://www.tunstallamerica.com)

L'appareil domestique le plus perfectionné qui soit, conçu expressément pour les gens qui aiment leur autonomie. Ce que l'appareil offre :

- La capacité de relier jusqu'à 4 senseurs intelligents de télé-soins;
- La capacité d'envoyer des appels d'urgence aux télé-avertisseurs, aux téléphones sans fils, aux autocommutateurs privés ou aux centrales spécialisées en monitoring;
- La capacité de réagir à des situations dangereuses en allumant ou en éteignant des dispositifs (l'éclairage, l'eau ou le gaz par exemple);
- Un avertissement sonore automatique en cas de panne de courant;
- Un avertissement sonore automatique si la ligne téléphonique est coupée;
- La notification sonore du nom du demandeur lors de l'arrivée d'un appel téléphonique;
- La souplesse de configuration des appels téléphoniques: le Telecom 400 peut conserver jusqu'à 6 numéros de téléphone d'urgence différents en mémoire;
- Diffusion générale de communiqués vocaux (autocommutateur privé)
- Une batterie de secours avec une capacité de 20 heures;
- Le monitoring en temps réel des services de gestion des soins à domicile;
- La capacité d'être contrôlé par toute centrale de monitoring compatible avec les produits ADEMCO;
- TAPIT – une trousse de logiciels permettant de programmer le Telecom 400® avec un ordinateur personnel;
- Télédétecteur portatif pleinement contrôlé fonctionnant par ondes radio
- Clavier dissimulé pour programmation sur place compatible.
- Homologué par ETL selon les normes de UL : UL1635 et UL 1637

Tout le réconfort dont vous avez besoin, de

**Tunstall**

# Raisons supplémentaires pour choisir le Telecom 400

compatible avec une gamme étendue de senseurs intelligents



## Niveaux accrus de monitoring, de sécurité personnelle et de bien-être

Les capteurs de mouvement peuvent détecter l'absence d'activité de l'utilisateur et déclencher l'alarme si aucun mouvement n'est détecté pendant un intervalle de temps fixé d'avance. Les capteurs de température peuvent aussi déclencher l'alarme si la température baisse ou augmente trop. Ces fonctions peuvent être mises en suspens lorsque personne ne se trouve à la maison.

## L'alarme de sécurité qui appelle au secours en silence

Lorsqu'il est utilisé avec les détecteurs de mouvement ou les tapis contact, le Telecom 4000 fonctionne très efficacement comme une alarme de sécurité. L'utilisateur peut le régler avant d'aller se coucher ou de quitter la maison.

## Classement automatique des téléphones d'urgence par ordre de priorité

L'appareil peut être programmé pour appeler un maximum de 6 numéros de téléphone d'urgence. Cela signifie que si le premier téléphone d'urgence ne répond pas à l'appel, le Telecom 400 composera automatiquement le deuxième numéro de la liste et ainsi de suite. De cette façon, aucun appel ne sera perdu. En cas d'événements déclencheurs fort urgents, tels que les incendies, les entrées par effraction ou les chutes, l'appareil peut être programmé pour composer immédiatement le numéro d'un centre de secours particulier.

## Souplesse inhérente pour les utilisateurs qui ont des besoins particuliers

Le Telecom 400 offre une souplesse d'utilisation hors pair et peut être adapté aux besoins particuliers d'un client donné. Par exemple, une option pour personnes malentendantes permet de faire clignoter une lumière lorsque le téléphone sonne.

## Un système qui se surveille lui-même!

Ses nombreuses fonctions d'autosurveillance font du Telecom 400 l'un des produits les plus évolués de sa catégorie. Cet appareil peut être programmé pour appeler à intervalles réguliers le centre de monitoring ou le responsable d'une maison pour aînés afin de confirmer son bon état de fonctionnement. L'appareil est capable de signaler des piles à plat ou défectueuses, ou une panne d'électricité en faisant clignoter l'éclairage de l'affichage des touches d'alarme. Si aucune mesure corrective n'est prise dans un délai fixé d'avance, le Telecom 400 communique avec la centrale de monitoring, signale le problème et compose d'autres numéros de téléphone au besoin.

## Le souci des détails procure un réconfort accru

Le Telecom 4000 comporte toute une gamme de caractéristiques réconfortantes supplémentaires, telles qu'un message vocal pour confirmer au client que ses directives ont été suivies. L'appareil offre la possibilité d'enregistrer un message d'alarme personnel qui sera transmis avec tout appel d'urgence à un parent ou ami.

Un message vocal ou une tonalité sonore rassurante avertiront l'utilisateur si la ligne téléphonique est coupée ou si l'appareil est accidentellement débranché.

## Réconfort hors pair

Tous les appareils Telecom 400 sont assortis d'une garantie RTB (retour à la base) et d'un ensemble de services au choix, qui peuvent être personnalisés selon les besoins de chaque client.

## Accessoires sans fil (module émetteur radio)

Le module émetteur radio peut être fixé au mur ou au plafond. Il permet aux dispositifs compatibles, tels qu'alarme anti-effraction, détecteur de basse température, senseur de lit, détecteur de monoxyde de carbone ou tapis contact, de transmettre un signal au Telecom 400, ce qui élimine le besoin de poser des câbles reliant ces dispositifs au Telecom 400.